

Silk'n™
Beautiful Technology

Cleansing Box for Glide and Infinity

INSTRUCTIONS FOR USE

EN SV

DE DA

FR BG

NL HU

ES RO

PT CS

GR SL




TR PL

IT RU

NO



Signs and Symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
IP30	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE directive.

User Manual



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



Children should not play with the appliance.



Cleaning and user maintenance should not be undertaken by children without supervision.

Dispose of the packaging at a recycling point which sorts materials by type.



Products marked with this symbol should not be disposed of along with household waste! You are legally bound to dispose of old appliances separately from household waste.




Do not dispose of batteries with household waste. You are legally bound to dispose of all batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Information about where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authority.

Silk'n Cleansing Box device description

1. Disinfection heads
2. Device activated on/off button
3. Internal blue LEDs
4. External blue LEDs
5. Release lip
6. Battery compartment



Intended use

Devices which work in direct contact with the skin need to be thoroughly disinfected after each treatment. Silk'n Cleansing Box is a small, lightweight and easy to use at-home disinfectant which will help keep your device clean and safe to use at all times!

Package contents

Cleansing Box device
2x1.5V LR03 (AAA) batteries

Instructions for use

Batteries



- Use batteries with the correct polarity. Do not mix new and used batteries.
- Remove exhausted batteries from the device. If the appliance is to be stored unused for a long period, please remove the batteries.
- The supply terminals are not to be short circuited.
- Do not recharge batteries.

How to use

Refer to the diagram to see the relevant parts.

1. Place the batteries inside the compartment (#6).
2. Select the correct disinfection head for your device (#1). To swap heads, release the head from the device. Use a small blunt tool to lever the head off the device carefully. There is a small lip (#5) to insert the tool. Make sure that the correct head is placed in the direction shown in the diagram.
3. Next, place the device into the disinfection head, with the treatment surface face down. It will fit snugly if the correct head is in place.
4. Push the device down so it presses on the On/Off button to activate the box. The blue LEDs will turn on automatically for 5-6 minutes. This is the amount of time required for a full disinfection process. It is also possible to stop the disinfection process before time, by pushing the device down again so it presses the On/Off button and deactivates the box.



Warning! We recommend that you do not operate the On/Off switch manually to protect your eyes from concentrated light.

Bedienungsanleitung



Dieses Gerät kann von Kindern bis 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen dann verwendet werden, wenn sie während der Verwendung beaufsichtigt werden oder eine Einweisung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und mit den gegebenen Gefahren vertraut sind.



Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



Kinder sollten das Gerät keinesfalls unbeaufsichtigt reinigen oder instand halten..

Entsorgen Sie die Verpackung an einer Wiederverwertungsstelle, die verschiedene Materialien getrennt voneinander sortiert.




Produkte die mit diesem Symbol versehen sind, sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen .



Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, alte Batterien an einer lokalen Sammelstelle für Batterien zu entsorgen oder sie bei einem Batteriehändler zurückzugeben. Informationen darüber, wo alte Geräte kostenfrei entsorgt werden können, erhalten Sie von den Kommunalbehörden.

Silk'n Cleansing Box Gerätebeschreibung

1. Desinfektionskopfteile
2. Ein-/Aus-Schalter des Geräts
3. Interne blaue LEDs
4. Externe blaue LEDs
5. Lippe zum Wechsel des Einsatzes
6. Batteriefach



Anwendungszweck

Geräte, die bei der Anwendung direkten Hautkontakt haben, müssen nach jeder Behandlung sorgfältig desinfiziert werden. Die Silk'n Cleansing Box ist ein kleines, leichtes und einfach zu bedienendes Desinfektionsgerät für die häusliche Anwendung. Es hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät sauber zu halten und jederzeit gefahrlos anwenden zu können.

Packungsinhalt

Ein Cleansing Box-Gerät
2x1,5V LR03 (AAA) Batterien

Bedienungsanleitung

Batterien

- Die Batterien müssen mit korrekter Polarität eingesetzt werden, verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander verwendet werden.
- Erschöpfte Batterien sollten dem Gerät entnommen werden. Bitte entnehmen Sie die Batterien, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum ohne Verwendung gelagert wird.
- Die Netzterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.



Anwendung

Für die entsprechenden Teile siehe Abbildung.

1. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein (Nr. 6).
2. Wählen Sie das entsprechende Desinfektionskopfteil für Ihr Gerät aus (Nr. 1). Um die Kopfteile auszutauschen, müssen Sie das Kopfteil vom Gerät abnehmen. Verwenden Sie ein kleines, stumpfes Werkzeug, um das Kopfteil vorsichtig vom Gerät abzunehmen. Hierzu befindet sich am Gerät eine kleine Lippe (Nr. 5), in die das Werkzeug eingeführt werden kann. Stellen Sie sicher, dass das richtige Kopfteil in der auf der Abbildung angegebenen Richtung eingesetzt wird.
3. Setzen Sie als nächstes das Gerät in das Desinfektionskopfteil ein, wobei die Behandlungsfläche nach unten zeigen muss. Das Gerät ist ganz leicht einzusetzen, wenn das richtige Kopfteil verwendet wird.
4. Drücken Sie das Gerät nach unten, sodass der Ein-/Aus-Schalter betätigt wird, um das Kopfteil einzuschalten. Die blaue LED leuchtet automatisch 5-6 Minuten lang. Dies entspricht der für eine vollständige Desinfektion benötigten Zeit. Sie können den Desinfektionsvorgang auch bereits vor Ablauf dieser Zeit beenden, indem Sie das Gerät erneut nach unten drücken, um den Ein-/Aus-Schalter erneut zu betätigen, und das Kopfteil auszuschalten.



Warnhinweis: Wir empfehlen Ihnen, den An/Aus-Schalter nicht manuell zu betätigen, um Ihre Augen vor dem konzentrierten Licht zu schützen.

Instructions d'utilisation



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été informées de la manière d'utiliser l'appareil d'une manière sûre et comprennent les risques impliqués.



Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.



Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Mettre l'emballage au rebut à un point de recyclage qui trie les matériaux par type.




Les produits marqués avec ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu(e) de jeter les vieux appareils séparément des ordures ménagères.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu(e) de jeter toutes les piles à un point de collecte des autorités locales ou de les rendre à un revendeur de piles. Des informations sur l'endroit où les vieux appareils peuvent être jetés gratuitement sont disponibles auprès des autorités locales.

Description du dispositif Silk'n Cleansing Box

1. Têtes de désinfection
2. Dispositif activé avec l'interrupteur de marche/arrêt
3. LED bleues internes
4. LED bleues externes
5. Languette de déverrouillage
6. Compartiment des piles



Utilisation prévue

Les dispositifs qui fonctionnent en contact direct avec la peau doivent être désinfectés après chaque séance. Silk'n Cleansing Box est un socle de désinfection à usage domestique, léger et facile à utiliser. Il vous permettra de conserver votre Silk'n propre et sûr à utiliser à tout moment !

Contenu du paquet

Une Cleansing Box

Mode d'emploi

2 piles 1,5V LR03 (AAA)

Piles



- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité, différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles ne doivent pas être rechargées.

Comment utiliser

Voir les pièces pertinentes sur le schéma.

1. Placer les piles dans le compartiment (n° 6).
2. Sélectionner la tête de désinfection adaptée à votre dispositif (n° 1). Pour changer de têtes, dégager la tête du dispositif. A l'aide d'un outil émoussé de petite taille, dégager la tête du dispositif avec précaution. La languette de petite taille (n° 5) permet d'insérer l'outil. S'assurer que la tête appropriée est placée dans le sens indiqué sur le schéma.
3. Placer ensuite l'appareil dans la tête de désinfection, avec la surface de traitement dirigée vers le bas. Il doit se loger parfaitement si la tête utilisée est appropriée.
4. Pousser le dispositif vers le bas de sorte qu'il entre en contact et enclenche l'interrupteur de marche/arrêt pour activer la boîte. Les LED bleues s'allument automatiquement pendant 5 à 6 minutes. Cet intervalle est la durée requise pour une désinfection complète. Il est possible de mettre fin au processus de désinfection avant que le délai ne soit écoulé en appuyant à nouveau sur le dispositif pour enclencher l'interrupteur de marche/arrêt et désactiver la boîte.



Attention! Il est recommandé de ne pas utiliser l'interrupteur marche/arrêt manuellement pour protéger vos yeux de la lumière concentrée.

Gebruiksaanwijzingen



Dit apparaat mag uitsluitend door kinderen vanaf 8 jaar oud en personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's.



Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.



De reiniging en het gebruiksonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Lever de verpakking in bij een inzamelpunt waar materialen worden gescheiden voor recycling.




Producten die voorzien zijn van dit symbool mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid! U bent wettelijk verplicht om uw oude apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval weg te gooien.



Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. U bent wettelijk verplicht om uw oude batterijen in te leveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij een winkel waar batterijen worden verkocht. Informatie over de locaties waar u uw oude apparaten kosteloos kunt inleveren, wordt verstrekt door de lokale autoriteiten.

Apparaatbeschrijving Silk'n Cleansing Box

1. Desinfectiekoppen
2. Aan-/uitknop voor inschakelen van systeem
3. Interne blauwe ledlampjes
4. Externe blauwe ledlampjes
5. Lipje
6. Batterijhouder



Beoogd gebruik

Apparaten die rechtstreeks op de huid worden geplaatst, moeten na elke behandeling grondig worden gereinigd. Silk'n Cleansing Box is een klein, licht en gebruiksvriendelijk desinfectieapparaat voor thuisgebruik waarmee u uw Silk'n-apparaat altijd schoon en veilig voor gebruik houdt!

Inhoud van de verpakking

Een Cleansing Box-apparaat
2x1,5V LR03 (AAA)-batterijen

Gebruiksaanwijzing

21

Batterijen



- Bij plaatsing van de batterijen moet de polariteit in acht worden genomen. Verschillende typen batterijen, en nieuwe en oude batterijen, mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd. Wanneer het apparaat gedurende een lange periode wordt opgeborgen en niet wordt gebruikt, moeten de batterijen worden verwijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- De batterijen mogen niet worden opgeladen.

Gebruiksaanwijzingen

Raadpleeg de illustratie voor een overzicht van de relevante onderdelen.

1. Plaats de batterijen in de batterijhouder (#6).
2. Selecteer de juiste desinfectiekop voor uw apparaat (#1). U kunt de kop verwisselen door hem los te maken. Gebruik een klein, stomp gereedschap om de kop voorzichtig van het instrument te wippen. Er is een klein lipje (#5) waar het gereedschap in kan worden geplaatst. Controleer of de kop goed in de richting is geplaatst die in de illustratie staat aangegeven.
3. Plaats het instrument in de desinfectiekop; zorg dat het behandeloppervlak omlaag is gericht. Wanneer u de juiste kop gebruikt, past hij precies.
4. Duw het instrument omlaag zodat het de aan-/uitknop raakt en het systeem wordt geactiveerd. De blauwe ledlampjes gaan automatisch 5 tot 6 minuten branden. Zoveel tijd is nodig om het instrument helemaal te desinfecteren. Het is ook mogelijk om het desinfectieproces vroegtijdig te stoppen door het instrument opnieuw omlaag te duwen, zodat het de aan-/uitknop weer raakt en het systeem uitschakelt.



Waarschuwing! Om uw ogen te beschermen tegen het geconcentreerde licht, wordt het afgeraden de Aan/Uit-knop handmatig te bedienen.

Instrucciones de uso



Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad o mayores y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso del aparato de un modo seguro y comprendan los riesgos que entraña.



Los niños no deben jugar con el aparato.



La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

Deseche el embalaje en un punto de reciclaje que clasifique los distintos tipos de materiales.



¡Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica! La ley le obliga a desechar los aparatos viejos separados de la basura doméstica.




Las pilas no se deben desechar con la basura doméstica.

La ley le obliga a desechar todas las pilas en un punto de recogida municipal o devolverlas a un punto de venta de pilas. La información acerca de dónde deben desecharse los aparatos viejos sin coste alguno se encuentra disponible a través de los organismos municipales locales.

Descripción del dispositivo de limpieza Silk'n Cleansing Box

1. Cabezales de desinfección
2. Botón de encendido/apagado activado por el dispositivo
3. LEDs azules internos
4. LEDs azules externos
5. Ranura para extracción de cabezales
6. Compartimento de pilas



Uso previsto

Los dispositivos que trabajan en contacto directo con la piel deben ser desinfectados profundamente después de cada tratamiento. Silk'n Cleansing Box es un dispositivo desinfectante pequeño, ligero y fácil de usar en el hogar, el cual le ayudará a mantener su dispositivo Silk'n limpio y seguro para usarlo en todo momento.

Contenido del paquete

Dispositivo de limpieza Silk'n Cleansing Box Instrucciones de uso
Pilas 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Pilas



- Las pilas se deben introducir con la polaridad correcta y no se deben mezclar distintos tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas y usadas.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del dispositivo. Si va a guardar el aparato y no va a usarlo durante mucho tiempo, retire las pilas.
- Los terminales de alimentación no deben provocar un cortocircuito.
- Las pilas no son recargables.

Cómo usar el producto

Consulte el diagrama para ver las partes relevantes.

1. Coloque las pilas dentro del compartimento (nº 6).
2. Seleccione el cabezal de desinfección adecuado para su dispositivo (nº 1). Para cambiar los cabezales, extraiga el cabezal del dispositivo. Utilice una herramienta pequeña y roma para extraer el cabezal del dispositivo cuidadosamente. Existe una pequeña ranura (nº 5) para insertar la herramienta. Asegúrese de colocar el cabezal correcto en la dirección mostrada en el diagrama.
3. A continuación, coloque el dispositivo que desea desinfectar dentro del cabezal de desinfección, con la superficie de tratamiento orientada hacia abajo. Encajará perfectamente si se ha colocado el cabezal apropiado.
4. Empuje el dispositivo hacia abajo, de forma que presione el botón de encendido/apagado para activar la caja. Los LEDs azules se encenderán automáticamente durante 5-6 minutos. Éste es el tiempo necesario para llevar a cabo un proceso completo de desinfección. También es posible detener el proceso de desinfección antes de tiempo, empujando de nuevo el dispositivo hacia abajo de forma que presione el botón de encendido/apagado para desactivar la caja.



¡Advertencia! No se recomienda accionar manualmente el interruptor de encendido/apagado, a fin de proteger los ojos de la luz concentrada.

Instruções de utilização



Este aparelho deve ser usado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.



As crianças não devem brincar com o dispositivo.



A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.

Elimine a embalagem num ponto de reciclagem que ordena os materiais consoante o seu tipo.




Os produtos assinalados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos! É obrigatório por lei eliminar os aparelhos antigos em separado dos resíduos domésticos.



As pilhas não devem ser eliminadas em conjunto com os resíduos domésticos. É obrigado por lei eliminar todas as pilhas num ponto de recolha das autoridades locais ou devolvê-las ao vendedor das mesmas. Informações sobre o local onde aparelhos antigos podem ser eliminados isentos de custos estão disponíveis junto das autoridades locais.

Descrição do dispositivo **Cleansing Box Silk'n**

1. Cabeças de desinfecção
2. Botão on/off (ligar/desligar) para ativação do dispositivo
3. LED azuis internos
4. LED azuis externos
5. Reentrância de desengate
6. Compartimento das pilhas



Uso a que se destina

Um dispositivo que funciona em contacto direto com a pele deve ser bem desinfetado após cada tratamento. O Cleansing Box Silk'n é um desinfetante pequeno, leve e fácil de usar em casa que irá ajudar a manter o seu dispositivo Silk'n sempre limpo e seguro!

Conteúdo da embalagem

m dispositivo Cleansing Box
Pilhas 2x1,5V LR03 (AAA)

Instruções de utilização

Pilhas



- As pilhas devem ser introduzidas segundo a polaridade correta, diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas gastas devem ser removidas do dispositivo. Se o aparelho for guardado sem utilizar durante um longo período de tempo, remova as pilhas.
- Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.
- As pilhas não devem ser recarregadas.

Como usar

Consulte o diagrama para ver as peças importantes.

1. Coloque as pilhas no interior do compartimento (n.º 6).
2. Selecione a cabeça de desinfecção correta para o seu dispositivo (n.º 1). Para trocar as cabeças, liberte a cabeça do dispositivo. Utilize uma ferramenta sem gume para retirar a cabeça do dispositivo. Existe uma pequena reentrância (n.º 5) para inserir a ferramenta. Certifique-se de que a cabeça correta é colocada na direção apresentada no diagrama.
3. Em seguida, coloque o dispositivo na cabeça de desinfecção, com a superfície de tratamento voltada para baixo. Se a cabeça correta estiver no local adequado, irá encaixar perfeitamente.
4. Pressione o dispositivo para baixo, de modo a exercer pressão no botão On/Off (Ligar/Desligar) e ativar a caixa. Os LED azuis irão ligar-se automaticamente durante 5 a 6 minutos. Este é o tempo necessário para um processo de desinfecção completo. É ainda possível parar o processo de desinfecção antes do tempo, premindo de novo o dispositivo para baixo, de modo a que exerça pressão sobre o botão On/Off (Ligar/Desligar) e desative, assim, a caixa.



Aviso! Não é recomendável usar o interruptor Ligar/Desligar manualmente para proteger os seus olhos da luz concentrada.

Οδηγίες χρήσης



Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.



Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.



Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Απορρίψτε τη συσκευασία σε ένα σημείο ανακύκλωσης που διαχωρίζει τα υλικά ανάλογα με τον τύπο.




Τα προϊόντα που είναι επισημασμένα με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Δεσμεύστε από τον νόμο να απορρίψετε τις παλιές συσκευές ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Δεσμεύεστε από τον νόμο να απορρίψετε όλες τις μπαταρίες σε ένα τοπικό επίσημο σημείο συλλογής ή να τις επιστρέψετε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης μπαταριών. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορούν να απορρίπτονται παλιές συσκευές χωρίς χρέωση, υπάρχουν διαθέσιμες από τις τοπικές αρχές σας.

Περιγραφή της συσκευής Silk'n Cleansing Box

1. Κεφαλές απολύμανσης
2. Κουμπί ενεργοποίησης συσκευής On/Off
3. Εσωτερικές μπλε λυχνίες LED
4. Εξωτερικές μπλε λυχνίες LED
5. Χείλος απελευθέρωσης
6. Διαμέρισμα μπαταρίας



Προοριζόμενη χρήση

Οι συσκευές που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα κατά τη λειτουργία τους πρέπει να απολυμαίνονται σχολαστικά μετά από κάθε θεραπεία. Το Silk'n Cleansing Box είναι ένα μικρό, ελαφρύ και ευκόλοχρηστο σύστημα απολύμανσης για χρήση στο σπίτι που θα σας βοηθήσει να διατηρείτε τη συσκευή Silk'n που διαθέτετε καθαρή και ασφαλήs κάθε στιγμή!

Περιεχόμενα συσκευασίας

Συσκευή Cleansing Box

Οδηγιών χρήσης

Μπαταρίες 2x1,5V LR03 (AAA)

Μπαταρίες



- Οι μπαταρίες πρέπει να εισαχθούν με τη σωστή πολικότητα. Δεν πρέπει να συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χρησιμοποιηθεί, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Οι μπαταρίες δεν επαναφορτίζονται.

Τρόπος χρήσης

Ανατρέξτε στο διάγραμμα, για να δείτε τα αντίστοιχα μέρη.

1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο διαμέρισμα (#6).
2. Επιλέξτε τη σωστή κεφαλή απολύμανσης για τη συσκευή σας (#1). Για να αλλάξετε κεφαλή, απασφαλίστε την κεφαλή από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό αμβλύ εργαλείο ως μοχλό, για να διαχωρίσετε προσεκτικά την κεφαλή από τη συσκευή. Υπάρχει ένα μικρό χείλος (#5) για την εισαγωγή του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι η σωστή κεφαλή έχει τοποθετηθεί στην κατεύθυνση που φαίνεται στο διάγραμμα.
3. Κατόπιν, τοποθετήστε τη συσκευή στην κεφαλή απολύμανσης, με την επιφάνεια θεραπείας στραμμένη προς τα κάτω. Θα προσαρμοστεί εφαρμοστά, εάν έχει τοποθετηθεί η σωστή κεφαλή.
4. Πιέστε τη συσκευή προς τα κάτω, ώστε να πιέσει το κουμπί On/Off για την ενεργοποίηση του κουτιού. Οι μπλε λυχνίες LED θα ανάψουν αυτόματα για 5 – 6 λεπτά. Αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολύμανσης. Είναι επίσης δυνατό να σταματήσετε πρόωρα τη διαδικασία απολύμανσης, πιέζοντας τη συσκευή ξανά προς τα κάτω, ώστε να πιέσει το κουμπί On/Off για την απενεργοποίηση του κουτιού.



Προειδοποίηση! Δεν συνιστάται ο χειροκίνητος χειρισμός του διακόπτη On/Off για την προστασία των ματιών σας από το συγκεντρωμένο φως.

Kullanım kılavuzu



Bu cihaz, refakatçi olunması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimatların verilmesi ve yer alabilecek tehlikenin farkında olmalarının sağlanması halinde 8 ve üzeri yaş çocuklar, kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel özelliklere sahip kişiler tarafından kullanılabilir.



Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.



Temizleme veya kullanıcı bakımı gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Ambalajı malzemeleri türüne göre ayıran geri dönüşüm noktasına teslim edin.




Bu sembolü taşıyan ürünler ev çöpüne atılmamalıdır! Yasalara göre, eski cihazları ev çöpünden ayrı olarak bertaraf etmeniz gereklidir.



Piller ev çöprüne atılmamalıdır. Yasal olarak, tüm pilleri yerel pil toplama tesisine vermeniz veya perakende pil satıcısına teslim etmeniz gerekmektedir. Eski eşyaların ücretsiz olarak nasıl bertaraf edilebileceğine dair bilgiyi yerel yetkili kuruluşlardan öğrenebilirsiniz.

Silk'n Cleansing Box cihaz açıklaması

1. Dezenfeksiyon başlıkları
2. Cihaz tarafından devreye sokulan on/off düğmesi
3. Dâhili Mavi LED'ler
4. Harici Mavi LED'ler
5. Ayırma Açıklığı
6. Pil bölmesi



Kullanım Amacı

Doğrudan deri ile temas eden gereçlerin her uygulama sonrasında tamamen dezenfekte edilmesi gereklidir. Silk'n Cleansing Box, Silk'n cihazınızı her zaman kullanabilmeniz için temiz ve güvenli tutmaya yardımcı olacak küçük, hafif ve kullanımı kolay ev tipi sterilizerdir.

Paket içerikleri

Cleansing Box cihazı
2 x1.5V LR03 (AAA) pil

Kullanım kılavuzu

Piller



- Piller doğru polariteye sahip olmalıdır ve farklı piller veya eski ve yeni piller birlikte kullanılmamalıdır.
- Biten piller cihazdan çıkarılmalıdır. Cihaz uzun süre kullanılmadan saklanacaksa, lütfen pilleri çıkarın.
- Besleme noktalarında kısa devre yaptırılmamalıdır.
- Piller yeniden şarj edilmemelidir

Kullanım Őekli

İlgili parçaları görmek için Őemaya başvurun.

1. Pilleri bölmenin (#6) içine yerleřtirin.
2. Cihazınız (#1) için dođru dezenfeksiyon bařlıđını seřin. Bařlıkları deđiřtirmek için, bařlıđı cihazdan ayırın. Bařlıđı cihazdan dikkatlice ayırmak için sivri olmayan küçük bir alet kullanın. Aletin yerleřtirilmesi için küçük bir açıklık (#5) vardır. Dođru bařlıđın Őemada gsterilen ynde yerleřtirildiđinden emin olun.
3. Ardından, uygulama yzeyi ařađı dnük Őekilde cihazı dezenfeksiyon bařlıđının içine yerleřtirin. Dođru bařlıđın yerinde olması durumunda yerine rahatça oturacaktır.
4. Kutuyu devreye sokmak için cihazı ařađı dođru, On/Off dđđmesine basacak Őekilde itin. Mavi LED'ler 5-6 dakika sryeyle otomatik olarak yanacaktır. Bu srye, tam bir dezenfeksiyon iřlemi için gereken sryedir. Ayrıca zamanı gelmeden nnde de dezenfeksiyon iřleminin durdurulması mnmkndr. Bunun için, cihaz tekrar ařađı itilerek On/Off dđđmesine basması ve kutuyu devreden ıkarması sađlanır.



Uyarı! Yanlıřlıkla yođun iřıđın gze temasından kařınmak için, On/Off anahtarının manuel olarak kullanılması nnerilmez.

Manuale operativo



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini da 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o psichiche ridotte, o da soggetti che non abbiano esperienza e conoscenza in merito, a patto che vengano attentamente sorvegliati o istruiti all'uso sicuro dell'apparecchio e che abbiano ben compreso i rischi connessi.



I bambini non devono giocare con l'apparecchio.



Se non sorvegliati, i bambini non possono effettuare la pulizia né le procedure di manutenzione eseguibili dall'utente.

Smaltire la confezione in un punto di riciclaggio che separa i diversi materiali per tipologia.




I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! È fatto obbligo di legge smaltire gli apparecchi esausti separatamente dai rifiuti domestici.



Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. È fatto obbligo di legge smaltire tutte le batterie in un punto di raccolta locale autorizzato o restituirle al loro rivenditore. Presso le autorità locali sono disponibili Informazioni sui punti di smaltimento gratuiti dei dispositivi esausti.

Descrizione del dispositivo **Cleansing Box Silk'n**

1. Teste di disinfezione
2. Pulsante On/Off attivazione dispositivo
3. LED blu interni
4. LED blu esterni
5. Fessura per la sostituzione dispositivo
6. Comparto batterie



Uso previsto

I dispositivi che lavorano a contatto diretto con la pelle devono essere accuratamente disinfettati dopo ogni trattamento. Il Cleansing Box Silk'n è un dispositivo di disinfezione piccolo, leggero, e di facile uso domestico, che aiuta a mantenere il proprio dispositivo Silk'n pulito e di utilizzo sicuro in ogni momento!

Contenuto della confezione

Dispositivo Cleansing Box

Manuale operativo

Batterie 2 x 1,5V LR03 (AAA)

Batterie



- Le batterie devono essere inserite con la giusta polarità e non devono essere utilizzate insieme batterie di diverso tipo oppure nuove e usate.
- Le batterie esauste devono essere rimosse dal dispositivo. Se l'apparecchio deve essere riposto e non utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Le batterie non sono ricaricabili.

Come si usa

Fare riferimento al diagramma per vedere i componenti indicati.

1. Inserire le batterie all'interno dell'apposito comparto (#6).
2. Selezionare la testa di disinfezione corretta per il proprio dispositivo (#1). Per sostituire le teste è necessario toglierle dal dispositivo. Utilizzare un piccolo strumento dalla punta arrotondata per estrarre con cautela la testa dal dispositivo. È presente una piccola fessura (#5) in cui inserire lo strumento. Assicurarsi che la testa corretta sia posizionata secondo la direzione mostrata nel diagramma.
3. Quindi inserire il dispositivo nella testa di disinfezione, con la superficie da trattare rivolta verso il basso. Se è stata inserita la testa corretta il dispositivo si inserirà comodamente.
4. Per attivare il box, spingere il dispositivo verso il basso, in modo che prema sul pulsante On/Off. I LED blu si illumineranno automaticamente per 5-6 minuti. Questo è il tempo necessario per un processo di disinfezione completo. È inoltre possibile arrestare anticipatamente il processo di disinfezione, spingendo nuovamente il dispositivo verso il basso in modo che prema sul pulsante On/Off, disattivando il box.



Avvertenza! Per proteggere gli occhi dalla luce a intensità concentrata, è sconsigliabile azionare manualmente l'interruttore On/Off.

Bruksanvisning



Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap om de er gitt innføring eller opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene.



Barn skal ikke leke med apparatet.



Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Kast emballasjen på et gjenvinningssted som sorterer materialer etter type.



Produkter merket med dette symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall! Du er juridisk bundet til å kassere gamle apparater separat fra husholdningsavfall.




Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Du er juridisk bundet til å kassere alle batterier på et godkjent lokalt innsamlingssted eller å returnere dem til en batteriforhandler. Informasjon om hvor gamle apparater kan kastes gratis er tilgjengelig fra dine lokale myndigheter.

Enhetsbeskrivelse av Silk'n Cleansing Box

1. Desinfeksjonshoder
2. Av/på-knapp for å aktivere enheten
3. Interne blå LED-lys
4. Eksterne blå LED-lys
5. Åpningsflik
6. Batterirom



Tiltenkt bruk

Enheter som arbeider i direkte kontakt med huden må grundig desinfiseres etter hver behandling. Silk'n Cleansing Box er en liten, lettvektig og lettanvendelig desinfiseringsenhet for hjemmebruk som vil bidra til å holde Silk'n-enheten ren og sikker å bruke til enhver tid!

Pakkeinnhold

En Cleansing Box-enhet
2x1,5 V LR03 (AAA)-batterier

En bruksanvisning

Batterier



- Batterier skal settes inn med riktig polaritet; ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes.
- Tomme batterier skal fjernes fra enheten. Hvis apparatet skal oppbevares ubrukt i en lengre periode, må du ta ut batteriene.
- Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes.
- Batteriene skal ikke lades.

Bruksmåte

Se diagrammet for relevante deler.

1. Sett batteriene inn i batterirommet (nr. 6).
2. Velg riktig desinfeksjonshode for enheten (nr. 1). For å bytte hoder må du løsne hodet fra enheten. Bruk et lite stump verktøy for å fjerne hodet forsiktig av enheten. Det finnes en liten åpningsflik (nr. 5) til å føre inn verktøyet. Sørg for at det riktige hodet er plassert i retningen som vises i diagrammet.
3. Plasser deretter enheten i desinfeksjonshodet med behandlingsflaten ned. Hvis riktig hode er satt på vil den passe perfekt.
4. Trykk enheten ned slik at av/på-knappen aktiverer boksen. De blå LED-lysene slår seg på automatisk i 5-6 minutter. Dette er tiden som kreves for å gjennomføre en fullstendig desinfeksjonsprosess. Det er også mulig å stoppe desinfeksjonsprosessen før tiden. Dette gjøres ved å trykke enheten ned igjen slik at av/på-knappen deaktiverer boksen.



Advarsel! Det er ikke anbefalt å bruke på/av-bryteren manuelt for å beskytte øynene fra konsentrert lys.

Bruksanvisning



Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk-, sensorisk- eller mental förmåga eller av de utan erfarenhet och kunskap om de öde eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och har förstått vilka risker som involveras.



Barn skall inte leka med apparaten.



Rengöring och användarunderhåll skall inte genomföras av barn utan övervakning.

Släng förpackningen på en återvinningsstation som tar emot denna typ av material.




Produkter markerade med denna symbol skall inte slängas tillsammans med hushållsavfall! Du är lagligt bunden till att slänga gamla apparater separat från hushållsavfall.



Batterier får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Du är lagligt bunden till att slänga alla batterier vid en lokal uppsamlingsplats eller att ge tillbaka dem till en batterihandlare. Information om var du kan slänga gamla apparater gratis finns att få hos lokala myndigheter.

Silk'n Cleansing Box Apparatbeskrivning

1. Desinfektionshuvuden
2. Apparaten aktiverad Av/På-knapp
3. Interna Blå LED-lampor
4. Externa Blå LED-lampor
5. Öppningsflik
6. Batterifack



Avsedd användning

Apparater som används i direktkontakt med huden behöver desinficeras helt och hållet efter varje användning. Silk'n Cleansing Box är en liten, lätt och enkel att använda desinficerare för hemmet, vilket kommer att hjälpa dig att hålla din Silk'n-apparat ren och säker att använda jämt!

Förpackningsinnehåll

En Cleansing Box apparat
2x1,5V LR03 (AAA) batterier

Bruksanvisning

Batterier



- Batterier måste sättas in med korrekt polaritet, olika typer av batterier eller nya- och använda batterier får inte användas samtidigt.
- Batterier som tagit slut måste tas ut ur apparaten. Om apparaten kommer att förvaras oanvänd under en lång period, vänligen ta ut batterierna.
- Tillförselterminalen får inte kortslutas.
- Batterierna får ej återuppladdas.

Hur man använder den

Se diagram som visar viktiga delar.

1. Placera batterierna i batterifacket (#6).
2. Välj rätt desinfektionshuvud för din apparat (#1). För att byta huvuden lossar du huvudet från apparaten. Använd ett trubbigt verktyg för att försiktigt lossa huvudet från apparaten. Det finns en liten öppningsflik (#5) för att sticka in verktyget. Säkerställ att rätt huvud placeras i den riktning som visas i diagrammet.
3. Placera därefter enheten i desinfektionshuvudet med behandlingsytan nedåt. Den passar perfekt om rätt huvud används.
4. Tryck ned apparaten så att Av/På-knappen aktiverar boxen. De blå LED-lamporna tänds automatiskt i 5-6 minuter. Detta är den tid som krävs för en fullständig desinficeringsprocess. Det går även att stoppa desinficeringsprocessen i förtid. Tryck då ned apparaten på nytt så att Av/På-knappen inaktiverar boxen.



Varning! Att trycka på På/Av-knappen manuellt rekommenderas ej då det inte skyddar dina ögon från koncentrerat ljus.

Brugervejledning



Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op samt personer med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.



Børn må ikke lege med apparatet.



Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Bortskaf emballagen på en genbrugsstation, som sorterer materialer efter type.




Produkter, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Ifølge loven må du ikke bortskaffe gamle apparater sammen med husholdningsaffald.



Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ifølge loven skal du bortskaffe alle gamle batterier på et lokalt kommunalt opsamlingssted eller aflevere dem til en batteriforhandler. De kommunale myndigheder kan oplyse, hvor gamle apparater kan bortskaffes gratis.

Beskrivelse af Silk'n-Cleansing Box

1. Desinfektionshoveder
2. Enhed aktiveret tænd-/sluk-knap
3. Blå LED'er på indersiden
4. Blå LED'er på ydersiden
5. Frigørelsestap
6. Batterirum



Beregnet anvendelse

Apparater som bruges i direkte kontakt med huden, skal desinficeres grundigt efter hver behandling. Silk'n-Cleansing Box er et lille, kompakt og letanvendeligt desinfektionsapparat til hjemmebrug, som hjælper dig med altid at holde dine apparater fra Silk'n rene og sikre at bruge!

Pakkens indhold

En Cleansing Box

En brugervejledning

2 x 1,5 V LR03 (AAA) batterier

Batterier



- Batterierne skal indsættes med den rette polaritet. Forskellige batterityper eller nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Brugte batterier skal fjernes fra apparatet. Fjern batterierne, hvis apparatet skal opbevares ubrugt i lang tid.
- Forsyningsterminalen må ikke kortsluttes.
- Batterierne må ikke genoplades.

Brugsvejledning

Se tegningen for de relevante dele.

1. Sæt batterierne i batterirummet (#6).
2. Vælg korrekt desinfektionshoved til din enhed (#1). Skift hoved ved at frigøre hovedet fra enheden. Brug et stumpt værktøj til forsigtigt at løfte hovedet ud af enheden. Der er en lille tap (#5) til at indsætte værktøjet. Sørg for det korrekte hoved placeres i den retning, som vises på tegningen.
3. Derefter placeres enheden i desinfektionshovedet med behandlingsoverfladen nedad. Det passer lige, hvis det korrekte hoved sidder, som det skal.
4. Skub enheden nedad så den trykker på tænd-/sluk-knappen for at aktivere boksen. De blå LED'er lyser automatisk i 5-6 minutter. Det er den tid, der kræves til komplet desinfektion. Det er også muligt at standse desinfektionen før tid ved at trykke enheden ned igen, så den trykker på tænd-/sluk-knappen og deaktiverer boksen.



Advarsel! Det frarådes at betjene tænd-/sluk-knappen manuelt for at beskytte dine øjne mod koncentreret lys.

Инструкции за употреба



Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.



Децата не трябва да играят с уреда.



Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца без наблюдение.

Изхвърлете опаковката в пункт за рециклиране, който сортира материалите по вид.




Продуктите, отбелязани с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци! Вие сте задължени да изхвърляте старите уреди отделно от битовите отпадъци.



Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Вие сте задължени да изхвърляте всички батерии в местен събирателен пункт или да ги върнете на търговец на дребно на батерии. Местните власти предлагат информация за това къде могат безплатно да се изхвърлят старите уреди.

Описание на устройството **Cleansing Box Silk'n**

1. Дезинфектиращи глави
2. Активирано устройство бутон вкл./изкл.
3. Вътрешни сини LED индикатори
4. Външни сини LED индикатори
5. Откопчалка
6. Отделение за батерии



Предназначение

Устройствата, които работят с директен контакт с кожата, трябва да бъдат старателно дезинфектирани след всяко третиране. Cleansing Box Silk'n е малък, лек и лесен за употреба у дома дезинфектант, който ще поддържа вашето устройство Silk'n чисто и безопасно по всяко време!

Съдържание на опаковката

Устройство Cleansing Box
2x1,5V LR03 (AAA)батерии

Книжка с Инструкции за употреба

Батерии



- Батериите трябва да бъдат поставени с правилната полярност, различни видове батерии или стари и нови батерии не трябва да се смесват.
- Изтощените батерии трябва да бъдат извадени от устройството. Ако уредът трябва да се съхранява без да се използва дълго време, моля, извадете батериите.
- Захранващите терминали да не се дават накъсо.
- Батериите не са презареждащи се.

Как да използвате

Направете справка с диаграмата, за да видите съответните части.

1. Поставете батериите в отделението за батерии (#6).
2. Изберете правилната дезинфектираща глава за вашето устройство (#1). За да смените главите, освободете главата от устройството. Използвайте малък тъп инструмент за внимателно отстраняване на главата. Има малък отвор (#5) за поставяне на инструмента. Уверете се, че правилната глава е поставена в посоката, показана на диаграмата.
3. След това поставете устройството в дезинфектиращата глава, с третиращата повърхност надолу. То ще прилепне плътно, ако е поставена правилната глава.
4. Натиснете устройството надолу, като то ще натисне бутона Вкл./Изкл., за да се активира кутията. Сините LED индикатори ще се включат автоматично за 5-6 минути. Толкова време е необходимо за пълния процес на дезинфекция. Също така е възможно да спрете процеса на дезинфекция преди това време, като натиснете устройството отново надолу, като то натиска бутона Вкл./Изкл. и деактивира кутията.



Предупреждение! Не се препоръчва да работите с бутона Вкл./Изкл. ръчно, за да предпазите очите си от насочена светлина.

Használati utasítás



A berendezést biztonságosan használhatják a 8 évnél idősebbek, a mozgáskorlátozottak, a csökkent érzékelőképességűek, a mentálisan hátrányos helyzetű, illetve az eszközt nem ismerő személyek, amennyiben ők felügyelet alatt állnak és megfelelő utasításokkal látják el őket, valamint megértették a vonatkozó biztonsági kockázatokat.



Gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel.



A takarítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermek nem végezheti.

A nem kívánatos terméket becsomagolva egy újrahasznosítási ponton a típusnak megfelelő anyagcsoporthoz adja le.




Az ezen jellel ellátott termékeket ne háztartási hulladékként kezelje! Jogilag kötelessége a hulladéknak szánt régi berendezéseit a háztartási hulladékoktól elkülönítenie.



Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé keverni. Önnek jogilag kötelessége az elhasznált elemeket a körzetileg kijelölt gyűjtési pontra vagy a helyi kereskedőhöz vinni. Információkkal szolgálhat a helyi hatóság arról, hogy a hulladéknak szánt régi berendezéseit ingyen és bírságmentesen hová helyezheti el.

Silk'n Cleansing Box eszköz leírása

1. Fertőtlenítő fejek
2. Eszköz be-/kikapcsoló gomb
3. Belső kék LED-ek
4. Külső kék LED-ek
5. Kioldó horony
6. Elemtartó rekesz



Rendeltetésszerű használat

Azokat az eszközöket, amik közvetlen kapcsolatban vannak a bőrrel, minden egyes használat után fertőtleníteni kell. Silk'n Cleansing Box egy kicsi, könnyű és egyszerű otthoni fertőtlenítő, amely segít megőrizni az Silk'n eszközeinek tisztaságát, így azt mindenkor biztonságosan használhatja!

A csomag tartalma

Cleansing Box eszköz
2x1.5V LR03 (AAA) elem

Egy használati útmutató füzet

HD

Elemek



- Az elemeket megfelelő polaritással helyezze be, valamint ne párosítson különböző típusú elemeket és új elemeket se a használtakkal.
- Az elhasznált elemeket távolítsa el az eszközből. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki az elemeket.
- A tápcsatlakozókat ne zárja rövidre.
- Az elemek nem lehet feltölteni.

Hogyan használja

A konkrét részek megtekintéséhez tekintse meg az ábrát.

1. Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszbe (#6).
2. Válassza ki az eszköznek megfelelő fertőtlenítő fejet (#1). A fejek cseréjéhez oldja ki a fejet az eszközből. Kisméretű életlen számmal vegye le az eszközről a fejet. A számmal behelyezésére egy kisméretű horony (#5) áll rendelkezésre. Gondoskodjon arról, hogy a megfelelő fejet helyezze be az ábrán látható irányban.
3. Ezután helyezze az eszközt a fertőtlenítő fejbe úgy, hogy a kezelőfelület lefelé nézzen. Ha a megfelelő fej a helyén van, jól illeszkedik.
4. Nyomja le az eszközt úgy, hogy az lenyomja a be-/kikapcsoló gombot a tartó bekapcsolásához. A kék LED-ek 5-6 percre automatikusan bekapcsolnak. Ennyi idő szükséges a teljes fertőtlenítéshez. A fertőtlenítési folyamat korábban is leállítható. Ehhez ismét nyomja le az eszközt, hogy az megnyomja a be-/kikapcsoló gombot és kikapcsolja a tartót.



Figyelem! Nem javasolt a be-, kikapcsoló gombot kézzel kapcsolgatni azért, hogy így védje a szemét a koncentrált fénytől.

Instrucțiuni de utilizare



Aparatul poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de să fie supravegheate cu atenție sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.



Copiii nu se vor juca cu aparatul.



Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copiii nesupravegheați.

Eliminați ambalajul la un punct de reciclare care sortează materialele în funcție de tip.




Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere! Prin lege, sunteți obligați să eliminați aparatele vechi separat de deșeurile menajere.



Bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Prin lege, sunteți obligați să eliminați bateriile vechi la un punct de colectare al autorităților locale sau să le returnați unui vânzător de baterii. Informațiile privind locațiile de eliminare gratuită a aparatelor vechi le puteți afla de la autoritățile locale.

Descriere dispozitiv Cleansing Box Silk'n

1. Capete de dezinfectare
2. Buton de pornire/oprire
Dispozitiv activat
3. LED-uri albastre interne
4. LED-uri albastre externe
5. Buză de deblocare
6. Compartiment pentru baterii



Domeniu de utilizare

Dispozitivele care funcționează în contact direct cu pielea trebuie dezinfectate atent după fiecare tratament. Cleansing Box Silk'n este un dispozitiv de dezinfectare la domiciliu de dimensiuni reduse, ușor și simplu de utilizat care vă va ajuta să vă păstrați dispozitivul Silk'n curat și sigur de folosit mereu!

Conținutul ambalajului

Dispozitivul Cleansing Box
Baterii 2x1,5V LR03 (AAA)

Pliant de instrucțiuni

Baterii



- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă, nu se vor amesteca diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate.
- Bateriile epuizate trebuie îndepărtate din dispozitiv. Dacă aparatul trebuie depozitat neutilizat o perioadă lungă de timp, îndepărtați bateriile.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- Bateriile nu se încarcă.

Mod de utilizare

Consultați diagrama pentru a vedea componentele.

1. Introduceți bateriile în compartiment (nr. 6).
2. Selectați capul de dezinfectare adecvat pentru dispozitivul dvs. (nr. 1). Pentru a schimba capetele, detașați capul de la dispozitiv. Folosiți un instrument bont mic pentru a ridica cu atenție capul de pe dispozitiv. Există o buză mică (nr. 5) sub care se poate introduce unealta. Verificați dacă capul corect este amplasat în direcția indicată în diagramă.
3. După aceea, așezați dispozitivul în capul de dezinfectare cu suprafața de tratament orientată în jos. Se așază cum trebuie dacă este fixat capul corect.
4. Apăsăți pe dispozitiv astfel încât să apese butonul de pornire/oprire pentru a activa caseta. LED-urile albastre se aprind automat timp de 5-6 minute. Acesta este intervalul necesar pentru un proces de dezinfectare complet. Procesul de dezinfectare poate fi oprit și înainte de finalizare apăsându-se din nou dispozitiv astfel încât să apese butonul de pornire/oprire pentru a dezactiva caseta.



Avertisment! Nu se recomandă să operați comutatorul pornit/oprit manual pentru a proteja ochii de lumina concentrată.

Návod k použití



Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo s poučením o bezpečném použití spotřebiče a pouze pokud rozumí souvisejícím rizikům.



Děti si nesmí se spotřebičem hrát.



Čištění a užitelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Obal zlikvidujte do tříděného odpadu na sběrném místě dle typu materiálu.




Výrobky označené tímto symbolem nesmí být likvidovány spolu se směsným odpadem! Je vaší zákonnou povinností zlikvidovat staré spotřebiče odděleně od směsného odpadu.



Baterie nesmí být likvidovány spolu se směsným domovním odpadem. Je vaší zákonnou povinností zlikvidovat všechny baterie v místním sběrném místě nebo je vrátit prodejci baterií. Informace o možnostech bezplatné likvidace starých spotřebičů vám poskytnou místní úřady.

Popis přístroje Silk'n Cleansing Box

1. Dezinfekční hlavice
2. Zapínání přístroje, vypínací tlačítko
3. Vnitřní modré LED kontrolky
4. Vnější modré LED kontrolky
5. Zajišťovací západka
6. Příhrádka na baterie



Zamýšlené použití

Zařízení, která pracují v přímém kontaktu s pokožkou, je třeba po každém ošetření důkladně dezinfikovat. Silk'n Cleansing Box je malý, lehký a snadno ovladatelný domácí dezinfekční přístroj, který vám vždy pomůže udržet vaše zařízení Silk'n čisté a bezpečné pro použití!

Obsah balení

Přístroj Cleansing Box
2x1,5V LR03 (AAA) baterie

Brožurka s Pokyny k použití

Baterie



- Baterie vkládejte se správnou polaritou, nekombinujte různé typy baterií a použité baterie s novými.
- Vybité baterie musí být ze zařízení vyjmuty. Vyjměte baterie v případě, že bude zařízení na delší dobu uskladněno a nebude se používat.
- Připojovací svorky nesmí být zkratovány.
- Baterie se nesmí znovu nabíjet.

Návod k použití

Příslušné části naleznete v diagramu.

1. Vložte baterie do přihrádky na baterie (č. 6).
2. Vyberte pro svůj epilátor správnou dezinfekční hlavici (č. 1). Při výměně hlavice uvolněte hlavici z přístroje. Pomocí malého tupého nástroje opatrně zvedněte hlavici z přístroje. Pro vložení nástroje je k dispozici malá západka (č. 5). Ujistěte se, že je správná hlavice vložena směrem znázorněným na diagramu.
3. Poté vložte epilátor do dezinfekční hlavice tak, aby směřoval epilačním povrchem dolů. Pokud je nasazena správná hlavice, dobře dosedne.
4. Zatlačte epilátor dolů tak, aby stlačil vypínací tlačítko a spustil přístroj. Na 5 až 6 minut se automaticky rozsvítí modré LED kontrolky. To je doba potřebná pro dokončení celého procesu dezinfekce. Proces dezinfekce lze také předčasně ukončit dalším zatlačením na epilátor, který stiskne vypínací tlačítko a vypne tak přístroj.



Varování! Nedoporučuje se ovládat spínač Zapnuto/Vypnuto ručně, aby nedošlo k poškození vašeho zraku koncentrovaným světlem.

Navodila za uporabo



To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe ki nimajo ustreznih izkušenj in znanja, če se jih nadzoruje ali so prejele navodila glede uporabe naprave na varen način ter razumejo nevarnosti, ki se pojavijo pri uporabi.



Otroci se ne smejo igrati z napravo.



Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.

Embalažo zavrzite na reciklažni točki, kjer se materiale ločuje glede na vrsto.




Izdelkov, ki so označeni s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke! Stare naprave morate po zakonu odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov.



Baterij ne smete zavreči med gospodinjске odpadke. Vse baterije morate po zakonu odvreči na zbirnem mestu lokalnega organa ali jih vrniti trgovcu z baterijami. Informacije o mestu, kjer lahko brezplačno odvržete stare naprave, lahko dobite pri krajevnih organih.

Opis pripomočka Silk'n Cleansing Box

1. Razkuževalne glave
2. Gumb za vklop/izklop aktivacije naprave
3. Notranje modre diode LED
4. Zunanje modre diode LED
5. Utor za sprostitvev
6. Predel za baterije



Namen uporabe

Pripomočke, ki se jih uporablja v neposrednem stiku s kožo, je treba po vsaki terapiji temeljito razkužiti. Silk'n Cleansing Box je majhen, lahek in za uporabo enostaven razkuževalnik za domačo uporabo, ki je v pomoč pri vzdrževanju čistosti in varnosti pripomočka Silk'n, tako da se ga lahko uporablja kadar koli!

Vsebina paketa

Pripomoček Cleansing Box
Baterije: 2x1,5V LR03 (AAA)

Knjižica z navodili za uporabo

Baterije



- Baterije je treba namestiti s pravilno usmerjenimi poli, pri tem pa ne smete mešati različnih vrst baterij ali uporabiti nove in stare baterije skupaj.
- Iztrošene baterije morate odstraniti iz pripomočka. Če je treba napravo shraniti za dlje časa, medtem pa se je ne bo uporabljalo, morate odstraniti baterije.
- Napajalnih priključkov ne smete povezati v kratki stik.
- Baterij ne smete polniti ponovno.

Način uporabe

Ustrezne dele lahko vidite na shemi.

1. Vstavite baterije v predel za baterije (slika 6).
2. Izberite ustrezno razkuževalno glavo za svojo napravo (številka 1). Za zamenjavo glavo odprite z naprave. Z majhnim topom pripomočkom glavo previdno dvignite z naprave. Pripomoček vstavite s pomočjo namenskega utora (številka 5). Pazite, da vstavite pravilno glavo v smeri, kot je prikazano na shemi.
3. Napravo nato vstavite v razkuževalno glavo, tako da bo terapijska površina obrnjena navzdol. Naprava bo v ustrezno glavo tesno sedla.
4. Napravo pritisnite navzdol, tako da bo pritisnila na gumb za vklop/izklop in aktivirala glavo. Modra dioda LED bo samodejno zasvetila in ostala osvetljena 5–6 minut. To je tudi čas, ki je potreben za celoten postopek razkuževanja. Postopek razkuževanje je mogoče zaustaviti tudi predčasno, tako da napravo znova pritisnemo navzdol, s čemer bo pritisnila na gumb za vklop/izklop in deaktivirala glavo.



Opozorilo! Stikala za vklop/izklop ni priporočeno sprožiti ročno, da zaščitite svoje oči pred koncentrirano svetlobo.

Instrukcja obsługi



Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku, oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz pozbawione doświadczenia i wiedzy, jeśli zostaną poinstruowane o sposobie korzystania z urządzenia i możliwych zagrożeniach lub będą pod nadzorem.



Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.



Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru.

Opakowanie należy usunąć zgodnie ze wskazaniami segregacji odpadów.




Produkty oznaczone tym znakiem nie mogą być usuwane wraz z pospolitymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od zwykłych odpadków.



Baterie nie mogą być usuwane wraz z pospolitymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych baterii w punktach zbierania baterii, bądź zwrotu do sprzedawcy. Informacja o miejscach bezpłatnego usuwania starych urządzeń jest dostępna w Urzędzie Gminy.

Opis urządzenia Silk'n Cleansing Box

1. Głowice dezynfekujące
2. Uruchamiany przez urządzenie włącznik (On/Off)
3. Niebieskie diody LED – wewnętrzne
4. External blue LEDs
5. Niebieskie diody LED – zewnętrzne
6. Komora na baterie



Przeznaczenie

Urządzenia działające w bezpośrednim kontakcie ze skórą muszą po użyciu zostać dokładnie zdezynfekowane. Silk'n Cleansing Box to niewielkie i proste w użyciu domowe urządzenie dezynfekujące, które zapewni czystość i bezpieczeństwo korzystania z urządzenia Silk'n.

Zawartość opakowania

Urządzenie Cleansing Box
baterie 2x1,5V LR03 (AAA)

Instrukcja Obsługi

Baterie



- Baterie należy wkładać zgodnie z podaną polaryzacją. Nie należy mieszać typów baterii, ani nowych z używanymi.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia. Jeżeli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy okres, należy wyjąć baterie.
- Elektrody (końce) baterii nie mogą być zwierane.
- Baterie nie nadają się do ładowania

Sposób użycia

Odpowiednie części oznaczone są na schemacie.

1. Baterie umieścić w komorze na baterie (6).
2. Wybrać odpowiednią do swojego urządzenia głowicę dezynfekującą (1). Aby wymienić głowicę, należy zwolnić ją z urządzenia. Za pomocą niewielkiego narzędzia o tępej końcówce ostrożnie podważyć głowicę i zdjąć ją z urządzenia. W obudowie znajduje się niewielkie wgłębienie (5), do którego należy wsunąć narzędzie, aby zwolnić zatrzask. Należy pamiętać, by założyć właściwą głowicę i skierować ją w odpowiednią stronę (w sposób pokazany na schemacie).
3. Następnie umieścić urządzenie w głowicy dezynfekującej, powierzchnię zabiegową kierując do dołu. Jeżeli użyta zostanie właściwa głowica, urządzenie idealnie wpasuje się na miejsce.
4. Docisnąć urządzenie – w ten sposób naciśnięty zostanie włącznik (On/Off), który uruchomi dezynfektor. Niebieskie diody LED zapalą się automatycznie i będą świecić się przez 5-6 minut. Jest to czas potrzebny na pełną dezynfekcję. Możliwe jest również zatrzymanie procesu dezynfekcji przed upłynięciem wymaganego czasu – w tym celu należy ponownie nacisnąć urządzenie, aby za jego pomocą nacisnąć włącznik (On/Off), który wyłączy dezynfektor.



Ostrzeżenie! Nie należy ręcznie przełączać On/OFF aby chronić oczy przed skupionym światłem.

Инструкции по применению



Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше и лица со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или получают указания по безопасному использованию устройства и понимают связанные с устройством риски.



Не давайте устройство детям для игр.



Очистка и техническое обслуживание устройства не должны осуществляться детьми без наблюдения.

Утилизируйте упаковку устройства в пункте переработки, где материалы сортируются по их типу.




Изделия, маркированные этим символом нельзя утилизировать вместе с домашними отходами! В соответствии с законодательством, вы обязаны утилизировать старое оборудование отдельно от домашних отходов.



Батарейки не должны утилизироваться вместе с домашними отходами. В соответствии с законодательством, вы обязаны утилизировать батарейки в местном пункте сбора или возвращать их розничному продавцу батареек. Информацию о том, где можно бесплатно утилизировать старое оборудование, можно получить в местных органах власти.

Описание устройства Silk'n Cleansing Box

1. Дезинфицирующие головки
2. Кнопка включения / выключения дезинфекции
3. Внутренние синие светодиоды
4. Внешние синие светодиоды
5. Защелка
6. Отсек для батареек



Назначение

Устройства, которые работают в непосредственном контакте с кожей, после каждого использования должны быть полностью дезинфицированы. Silk'n Cleansing Box – это маленький, легкий и простой в использовании в домашних условиях дезинфицирующий прибор, который поможет содержать в чистоте устройство Infinity и каждый раз использовать его безопасно.

Содержимое упаковки

Устройство Cleansing Box
Батарейки 2x1,5V LR03 (AAA)

Буклет с правилами использования

Батарейки



- Батарейки необходимо устанавливать, соблюдая полярность. Не следует смешивать различные типы батареек или новые и использованные батарейки.
- Отработанные батарейки должны быть изъяты из устройства. Если устройство необходимо хранить, не используя его в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
- Избегайте короткого замыкания клемм питания.
- Батарейки не должны быть перезаряженными.

Как использовать

Соответствующие элементы изображены на рисунке.

1. Вставьте батарейки в отсек (№6).
2. Выберите подходящую для дезинфекции головку (№1). Чтобы вставить другую головку, необходимо снять имеющуюся. Осторожно приподнимите головку с помощью отвертки или другого небольшого инструмента с тупым концом. Инструмент следует вставить в щель возле защелки (№5). Убедитесь, что нужная головка вставлена правильной стороной, как показано на рисунке.
3. Затем поместите устройство в дезинфекционную головку рабочей поверхностью вниз. Если выбрана правильная головка, то устройство должно легко встать на место.
4. Чтобы начать дезинфекцию нажмите на вставленное устройство - будет нажата кнопка включения / выключения. Синие светодиоды автоматически выключатся через 5-6 минут (время, необходимое для полного выполнения процесса дезинфекции). Процесс дезинфекции можно прервать раньше времени, снова нажав на устройство; будет снова нажата кнопка включения / выключения и дезинфекция прекратится.



Предупреждение! Чтобы избежать воздействия концентрированного луча света на глаза, не следует нажимать на переключатель Вкл./Выкл. вручную.

Customer Service

See our website for more information: www.silkn.eu. This manual is also available as a PDF download from the website. Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silkn.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Spain	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
UK	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com



PB111475A

A stylized, grey, wavy graphic element resembling a drop or a wave, positioned above the brand name.
HomeSkinovations™
info@silkn.com
www.silkn.eu